

FLEXYMED



Dispositivo Medico  
Classe 1





ZONA TESTA  
doga sagomata  
terminale

ZONA SPALLE  
elementi  
indipendenti 3D a  
portanza media di  
colore grigio

ZONA LOMBARE  
doga per  
sostegno lordosi

ZONA BACINO  
regolatori di  
rigidità ad anello


ZONA GAMBE  
doghe a portanza  
media

ZONA PIEDI  
doga sagomata  
terminale



## Doghe da 25 mm

Il piano di riposo con doghe da 25 mm risulta adatto a conformarsi puntualmente alle diverse posizioni assunte durante il riposo.



## Regolatori di rigidità

I regolatori di rigidità ad anello consentono di regolare la portanza nella zona del bacino. Questo sistema funziona come una balestra; spostando gli anelli dal centro verso l'esterno si aumenta la rigidità.

### Sospensioni 3D

Posizionate sulla spalla accolgono la sporgenza della spalla in tutte le posizioni assunte durante il riposo

### Doga lordosi

É il perfetto sostegno per la curva della lordosi

## Modelli Disponibili

La serie FlexyMed è disponibile nei modelli fisso, manuale, elettrico, elettrico easy move. Sia nelle misure singole, piazza e mezzo e matrimoniale.



VERSIONE  
FISSA


MANUALE



MANUALE



ELETTRICA



ELETTRICA

